



湖北唯美医疗用品有限公司

Hubei V-Medical Products Co., Ltd.

Tel : 0086-(0)728-2713666/2712525

Web site : www.v-medicalchina.com

Add : Xinfu Renkou, Xiantao, Hubei, 433012, China

Паспорт якості / Testing report

Товар Commodity	Бинт гіпсовий «Білосніжка» Plaster of paris bandage "Білосніжка"		Стандарт Standart	10 см x 2,7 м 10 cm x 2,7 m	
Партія № LOT №	202402	Дата виготовлення Date of manufacture:	2024-02	Дата закінчення терміну придатності Expiration date	2027-02
Кількість / Quantity	8400 шт / pcs		Заказ № / Order №	1-24-002	
Виробник The Manufacturer	Anji Sunlight Medical Products Co., Ltd. № 499, North Raocheng Road, Diju Street 313300 Anji, Zhengjiang Province, P.R.China				
Уповноважений представник Authorized representative	ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ» Україна, 18018, м. Черкаси вул. М.Залізняка, 165А		Декларація про відповідність №13 від 22.10.2020 р.		
Фізико-механічні показники / Physico-mechanical properties					
Назва показника/ Items		Од. вимір. / Unit	Вимоги / Requirements		Результат / Result
Зовнішній вигляд/ Appearance			Гіпсова пов'язка повинна бути рівною, без складок, не повинно бути ознак відшарування, гіпс на пов'язці повинен рівномірно прилягати до марлі. The gypsum cast should be smooth, wrinkle-free, there should be no signs of flaking, gypsum of cast should be evenly located adjacent to the bottom of the gauze.		Відповідає Conform
Довжина бинта/Length of POP bandage		м m	2,7±0,1		Відповідає Conform
Ширина бинта / Width of POP bandage		см cm	10±0,3		Відповідає Conform
Поверхнева густина марлевої основи, н/м Surface density gauze base, not less		г/м ² g/m ²	24		Відповідає Conform
Поверхнева густина бинта, н/м Surface density of the POP bandage, not less		г/м ² g/m ²	340		Відповідає Conform
Час замочування бинта у воді, н/б The dive into the water of POP bandage, not more		с s	15		Відповідає Conform
Пластичність/Plasticity			Гіпсові пов'язки повинні мати хорошу пластичність і не повинні бути кулькоподібною і крупнозернистою. The gypsum cast must have good plasticity and should not be coarse grinding.		Відповідає Conform
Час затвердіння Solidification time	Початок, н/м / Start, no less	хв min	2		Відповідає Conform
	Кінець, н/б / End, no more		8		
Після затвердіння гіпсовий бинт не повинен розм'якшуватися протягом 24 годин After setting plaster bandage should not be softened in 24 hours			Так / Yes		Відповідає Conform

TESTING DEPARTMENT RETESTING MAKER
Випробування / випробування здійснено дослідним відділом

Date / Дата: 06-3-2024

LABORATORY TECHNICIAN
Технічна лабораторія
Hubei V-Medical Products Co., Ltd.

Hubei V-Medical Products Co., Ltd.

Authorized Signature

04.03.2024 0313
18.10.2024

