



UA.TR.099

На фірмовому бланку Jiangsu Kangjian Medical Apparatus Co.,Ltd.

## Сертифікат якості

### Комплект для забору капілярної крові Гранум

QR8.2.3-1

|  |  |   |           |  |         |
|--|--|---|-----------|--|---------|
| <b>Виробник:</b> Джіангсу Канжян Медікал Аппаратус Ко, Лтд., № 16 Жанкіань Роуд, Джіаньянь, 225500, Таїжоу, П.Р. Китай / Jiangsu Kangjian Medical Apparatus Co.,Ltd., No. 16, Zhanqian Road, Jiangyan 225500, Taizhou, P.R.China |  |   |           |  |         |
| <b>Назва виробу</b>  | Комплект для забору капілярної крові Гранум, об'єм 1,0 мл                                | <b>LOT (партія)</b>   | 17866     | <b>Дата виробництва</b>                | 2018-08 |
| <b>Специфікація</b>  | 1) скарифікатор Steel Гранум L<br>2) піпетка об'ємом 1,0 мл<br>Нержавіюча сталь, пластик | <b>Номер стерилізації</b>   | 201808    | <b>Термін придатності</b>              | 2023-08 |
| <b>Норматив для дослідження</b>  | Q/321284CBB09  | <b>Кількість</b>  | 150000 шт | <b>Кількість зразків для перевірки</b> | 100 шт  |
| <b>Показник, що контролюється</b>  |  | <b>Технічні вимоги</b>  |           | <b>Результати перевірки</b>            |         |
| Біологічний стан   | Стерильність   | Повинен бути стерильним   |           | Відповідає вимогам                     |         |
|  | Початкова контамінація мікроорганізмів   | Не більше ніж 1000 кол/г  |           | Відповідає вимогам                     |         |
| Хімічний стан  | Залишкова кількість  | Не більше ніж 10 кол/г  |           | Відповідає вимогам                     |         |
| Фізичний стан  | Якість поверхні  | Піпетка повинна бути прозора, стінки гладкими з достатньою пружністю                                      |           | Відповідає вимогам                     |         |
|  | Загальний розмір   | Має відповідати зразку  |           | Відповідає вимогам                     |         |
|  | Тест на текучість  | Не повинно буди дефектів в отворі, пошкоджень цілісності стінки; після забору води не має бути протікання |           | Відповідає вимогам                     |         |
|  | Прозорість   | При нормальному освітленні вода після забору має бути чистою  |           | Відповідає вимогам                     |         |
| За результатами контролю якості, транспортні піпетки відповідають вимогам стандарту Q/321284CBB09  |  |   |           |  |         |

Печатка

**Уповноважений представник в Україні:**

ТОВ НВЛ «ГРАНУМ»

61001, Україна, м. Харків,

вул. Юріївська, 17

Тел./факс: +38(057) 752-32-33

www.granum.com.ua

Вс. см. N 0820 від 27.03.19

**Комплект для забору капілярної крові Гранум, об'єм 1,0 мл****Інструкція із застосування**

Комплект призначений для взяття і подальшого дослідження зразків капілярної крові.

**Вміст пакування:** стерильний скарифікатор та ємність пластикова (піпетка одноразова), яка має капілярно-подібне звуження з одного боку, а з протилежного – розширення.

Комплект стерильний, в індивідуальній упаковці, призначений тільки для одноразового використання.

**Матеріал:** нержавіюча сталь, пластик

**Вид стерильності:** СТЕРИЛЬНО, гамма-опромінення

**Процедура забору крові:**

1. Відкрийте індивідуальну упаковку.
2. Обробіть місце проколу знезаражувальним засобом.
3. Стерильним скарифікатором зробіть прокол на подушечці пальця.
4. Підставте під стікаючу краплю крові, не торкаючись місця проколу, капіляр (піпетку), горизонтально або під невеликим кутом. Наберіть необхідний об'єм крові, натискаючи на розширювач, таким чином створюючи тиск. Кров затікає в капіляр (піпетку) під дією тиску.
5. Набрану кров можна перенести на скло або в пробірку.
6. Обробіть прокол на пальці знезаражувальним засобом.

**Протипоказання до застосування:**

При використанні виробу за призначенням і відповідно до даної інструкції протипоказань і обмежень у застосуванні немає.

**СИМВОЛИ НА ПРОДУКЦІЇ:**

Виробник



Дата виробництва



Придатний до



КОД ПАРТІЇ

Знак відповідності  
Технічним  
регламентамОзнайомлення з  
інструкцією із  
застосуванняДля одноразового  
використання

СТЕРИЛЬНО

Стерильність,  
метод стерилізації**Виробник:**

Джянгу Канжян Медікал Аппаратус Ко, Лтд.,  
№ 16 Жанкіань Роуд, Джіаньянь,  
225500, Таїжоу, П.Р. Китай /  
Jiangsu Kangjian Medical Apparatus Co.,Ltd.,  
No. 16, Zhanqian Road, Jiangyan  
225500, Taizhou, P.R.China

**Уповноважений представник в Україні:**

ТОВ НВЛ «ГРАНУМ»  
61001, Україна, м. Харків,  
вул. Юріївська, 17  
Тел./факс: +38(057) 752-32-33  
www.granum.com.ua

