

**V-MEDICAL**  
Hubei V-Medical  
Products Co., Ltd.

湖北唯美医疗用品有限公司

Hubei V-Medical Products Co., Ltd.

Tel : 0086-(0)728-2713666/2712525

Web site : www.v-medicalchina.com

Add : Xinni Renkou, Xiantao, Hubei, 433012, China

Паспорт якості / Testing report

Товар Commodity	Бинт гіпсовий «Білоспіжка» Plaster of paris bandage "Bilospizhka"		Стандарт Standart	20 см x 2,7 м 20 cm x 2,7 m
Партия № LOT №	202403	Дата виготовлення Date of manufacture:	2024-03	Дата закінчення терміну придатності Expiration date
Кількість / Quantity	8400 шт / pcs		Зказ № / Order №	2027-03
Виробник The Manufacturer	Anji Sunlight Medical Products Co., Ltd. № 499, North Raocheng Road, Dipu Street 313300 Anji, Zhengjiang Province, P.R.China			
Уповноважений представник Authorized representative	ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ» Україна, 18018, м. Черкаси вул. М.Залізняка,165А		Декларація про відповідність №13 від 22.10.2020 р.	
<b>Фізико-механічні показники / Physico-mechanical properties</b>				
Назва показника / Items		Од.вимір. / Unit	Вимоги / Requirements	Результат / Result
Зовнішній вигляд / Appearance			Гіпсова пов'язка повинна бути рівною, без складок, не повинно бути ознак відшарування, гіпс на пов'язці повинен рівномірно прилягати до марлі. The gypsum cast should be smooth, wrinkle-free, there should be no signs of flaking, gypsum of cast should be evenly located adjacent to the bottom of the gauze.	Відповідає Conform
Довжина бинта / Length of POP bandage		м m	2,7±0,1	Відповідає Conform
Ширина бинта / Width of POP bandage		см cm	20±0,3	Відповідає Conform
Поверхнева густина марлевої основи, г/м Surface density gauze base, not less		г/м <sup>2</sup> g/m <sup>2</sup>	24	Відповідає Conform
Поверхнева густина бинта, г/м Surface density of the POP bandage, not less		г/м <sup>2</sup> g/m <sup>2</sup>	340	Відповідає Conform
Час замочування бинта у воді, х/б The dive into the water of POP bandage, not more		с s	15	Відповідає Conform
Пластичність / Plasticity			Гіпсова пов'язка повинна мати хорошу пластичність і не повинна бути кушкоподібною і крупнозернистою. The gypsum cast must have good plasticity and should not be coarse grinding.	Відповідає Conform
Час затвердіння Solidification time	Початок, х/м / Start, no less Кінець, х/б / End, no more	хв min	2 8	Відповідає Conform
Після затвердіння гіпсовий бинт не повинен розм'якшуватися протягом 24 годин After setting plaster bandage should not be softened in 24 hours			Так / Yes	Відповідає Conform

TESTING DEPARTMENT RETESTING MAKER  
Випробування / випробування здійснено дослідним відділом

Date / Дата: 21-3-2024

湖北唯美医疗用品有限公司  
HUBEI V-MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

LABORATORY TECHNICIAN  
Технічна лабораторія

*[Handwritten Signature]*  
18.10.2024

