



湖北唯美医疗用品有限公司

Hubei V-Medical Products Co., Ltd.

Tel : 0086-(0)728-2713666/2712525

Web site : www.v-medicalchina.com

Add : Xiniu Rankou, Xiantao, Hubei, 433012, China

Паспорт якості / Testing report

Товар Commodity	Бинт гіпсовий «Білосілжак» Plaster of paris bandage "Bilosiljak"		Стандарт Standart	15 см x 2,7 м 15 cm x 2,7 m	
Партия № LOT №	202403	Дата виготовлення Date of manufacture:	2024-03	Дата закінчення терміну придатності Expiration date	2027-03
Кількість / Quantity	31800 шт / pcs		Замов № / Order №	1-24-003	
Виробник The Manufacturer	Anji Sunlight Medical Products Co., Ltd. №499, North Raocheng Road, Dipu Street 313300 Anji, Zhejiang Province, P.R.China				
Уповноважений представник Authorized representative	ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ» Україна, 18018, м. Черкаси вул. М.Залізняк,165А		Декларація про відповідність №13 від 22.10.2020 р.		
<b>Фізико-механічні показники / Physico-mechanical properties</b>					
Назва показника/ Items		Од.вимір. / Unit	Вимоги / Requirements		Результат / Result
Зовнішній вигляд/Appearance			Гіпсова пов'язка повинна бути рівною, без складок, не повинно бути ознак відшарування, гіпс на пов'язці повинен рівномірно прилягати до марлі. The gypsum cast should be smooth, wrinkle-free, there should be no signs of flaking, gypsum of cast should be evenly located adjacent to the bottom of the gauze.		Відповідає Conform
Довжина бинта/Length of POP bandage		м m	2,7±0,1		Відповідає Conform
Ширина бинта / Width of POP bandage		см cm	15±0,3		Відповідає Conform
Поверхня густина марлевої основи, н/м Surface density gauze base, not less		г/м² g/m²	24		Відповідає Conform
Поверхня густина бинта, н/м Surface density of the POP bandage, not less		г/м² g/m²	340		Відповідає Conform
Час замочування бинта у воді, н/б The dive into the water of POP bandage, not more		с s	15		Відповідає Conform
Пластичність/Plasticity			Гіпсова пов'язка повинна мати хорошу пластичність і не повинна бути кускоподібною і крутозернистою. The gypsum cast must have good plasticity and should not be coarse grinding.		Відповідає Conform
Час затвердіння Solidification time	Початок, н/м / Start, no less	хв min	2		Відповідає Conform
	Кінець, н/б / End, no more	хв min	8		
Після затвердіння гіпсовий бинт не повинен розм'якшуватися протягом 24 годин After setting plaster bandage should not be softened in 24 hours			Так / Yes		Відповідає Conform

TESTING DEPARTMENT RETESTING MAKER  
Випробування випробуванням здійснено дослідним відділом  
Date / Дата: 21-3-2024

LABORATORY TECHNICIAN  
Тестувач лабораторія: HUBEI V-MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

*[Handwritten signature]*



*Вр ан №0444  
30.10.24*