



ПП «ВІТАЛІ ОРТО»

Україна, 72010 м. Львів, вул. Св. Юлії, 18
Тел.: +380 (0)322 300100
E-mail: info@vitalyortho.com
www.vitalyortho.com

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2П

ПАСПОРТ № 2

Партія - 30324

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Бинт еластичний медичний призначений для лікування варикозного розширення вен верхніх і нижніх кінцівок, підтримки в спокої м'яких тканин і м'язів після травм і операцій. Область застосування - лікувально-профілактичні установи і індивідуальне використання.

2. СКЛАД СИРОВИНИ НА ВИРІБ

| | |
|---------------------|----|
| Нитка поліефірна, % | 48 |
| Нитка латексна, % | 24 |
| Пряжа бавовняна, % | 28 |

3. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Розтяжність, % | не менше 80 |
| Залишкова деформація, % | не більше 6 |
| Розривне навантаження, Н | не менше 90 |
| Поверхнева щільність g/m^2 | не менше 270 |
| Маса, г | не більше 300 |
| довжина бинта, м | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 |
| Ширина бинта, см | $8 \pm 0,4$ |

4. УПАКОВКА І ЗБЕРІГАННЯ

1. Бинти намотують, закріплюють двома фіксаторами і зварюють герметично в споживчу тару - пакет з плівки полівінілхлоридної.

Цілісність споживчої тари гарантована цілісністю плівки.


2. Бинти повинні зберігатися при температурі повітря від плюс 5 ° С до плюс 40 ° С і відносній вологості (60 ± 10)% »

5. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

1. Підприємство-виробник гарантує відповідність виробів вимогам технічних умов ТУ У 24.4-31376-468-001: 2008 року при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації.

2. Гарантійний термін зберігання з моменту виготовлення - 5 років.

Директор
Дата 01.03.2024р.



Безверній Д.Я.

Вк. Сер. 15 09 28

25.08.2024