



ТОВ ТД "КАМПУС КОТТОН КЛАБ"

ЮРИДИЧНА АДРЕСА:
03150, м. Київ-150, вул. Ділова, 6, тел./факс (044) 287-81-72

18

АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:
м. Херсон, вул. Нафтовиків, 131, тел./факс (0552) 38-05-49, 38-07-99

ПАСПОРТ БАТА медична гігроскопічна ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА

вид фасування: рулон маса упаковки: 25 г партія №: 1 Дата виготовлення: 07.2020
(місяць, рік)

Випробування проведені у відповідності з ТУ У 23721570.005-2000

Результати випробувань

Найменування випробувань	Номер пункту ТУ	Норма	Результат
Зовнішній вигляд і вид	2.3.2, 2.2.1	Повинна бути добре прочесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаровуватись на паралельні шари довольної товщини. Вид – хірургічна стерильна	Відповідає
Маса фасування, маса бруто	2.2.1, 2.5.3	Згідно з	Відповідає
Пакування, маркування	2.5, 2.4	ТУ У 23721570.005-2000	Відповідає
Цілісність спожиткової тари	2.3.6	Повинна бути цілісна	Відповідає
Склад	2.3.1	Бавовна 100%	Відповідає
Стерильність	3.1	Повинна бути стерильною	Відповідає*
Фізико-механічні та хімічні показники:	2.3.3	Не більше 2,4%	2,2 %
Масова частка щільних, нерозчесаних скопичень волокон-вузликів		Не більше 0,15%	0,06 %
Масова частка коротких волокон (менше 5 мм) та бавовняного пилу		Не більше 0,3%	0,28 %
Засміченість		Не припускається	Немає
Вміст сторонніх домішок: голочок, трісочок та ін.		Не більше 0,30%	0,24 %
Зольність		Не більше 8,0%	5,5 %
Вологість волокна		Не менше 20 г	26 г
Поглинаюча властивість		Не менше 70 мм	83 мм
Капілярність		Нейтральна	Відповідає
Реакція водного витягу		Не більше 0,04%	Відповідає
Масова частка хлористих солей		Не більше 0,06%	Відповідає
Масова частка кальцієвих солей		Не більше 0,02%	Відповідає
Масова частка сірчаноокислих солей		Сліди	Відповідає
Вміст відновлюючих речовин		Не менше 56%	83 %
Ступінь білизни			

* – за результатами контролю акредитованої лабораторії

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 23721570.005-2000.

Термін придатності 5 років



Дата контролю: 15.10. 2020 р.

Начальник ВТЛ [підпис] (Філатов О.П.)

Начальник ВТК [підпис] (Федорова Л.)



Др. ан. в 1128 big 23.10.2020