



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 453/1123

Пластир Перцевий ПОМІЧНИК
Перфорований 10 см (см) x 18 см (см)

Серія № 18/4523
Дата виготовлення: 11. 2023
Термін придатності: 09. 2028
Кількість продукції в серії: 2 406 уп.
Декларація про відповідність №2ПП-2020 від 06.03.2022р.
Аналіз виконано за ТФ КМВК-ТФ-013

Найменування показників	Вимоги ТФ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Пластирі повинні бути намотані на втулку рівномірно, щільно, без перекосів. Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.7.1	Перфорований пластир тілесного кольору на тканинній основі, без зморшок, забруднення, сторонніх включень.	Відповідає
Виконання	Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.7.2	Відповідають вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4;Таблиця 2	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 18 см ±5 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.7.3	18,0 см	Відповідає
	Ширинна – 10см ±5 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.7.3	10,0 см	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.7.6	80,0 г/м ²	Відповідає
	Густина основи, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.7.6	120,0 г/м ²	Відповідає
Міцність	Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.7.6	200 гс/см	Відповідає
Комплектності, маркування	Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.7.9	Комплектність виробу відповідає затвердженням специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженням макетам	Відповідає

Висновок: Пластир Перцевий Помічник 10 см (см) x 18 см (см) перфорований, серії 18/4523, дата виготовлення: 11.2023, відповідає вимогам ТФ КМВК-ТФ-013 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°C до плюс 35°C.

Заступник директора з виробництва
13.11.2023 р.



Зименко О.В.

Вх ам N0850
31.01.24 ✓