



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а  
е-mail: [office@meddev.group](mailto:office@meddev.group) тел./факс: +38 044 501 92 16

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 432/1024

Пластир Перцевий Помічник  
Перфорований 10см(см) x 15см(см)


Серія № 15/4224  
Дата виготовлення: 10. 2024  
Термін придатності: 10. 2029  
Кількість продукції в серії: 2 406 уп.  
Декларація про відповідність №2ПП-2020 від 06.03.2022 р  
Аналіз виконано за ТФ КМВК-ТФ-013

Найменування показників	Вимоги ТФ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Пластирі повинні бути намотані на втулку рівномірно, щільно, без перекосів. Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.1	Перфорований пластир тілесного кольору на тканинній основі, без зморшок, забруднення, сторонніх включень.	Відповідає
Виконання	Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.2	Відповідають вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4; Таблиця 1	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 15 см ±5 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.3	15,0 см	Відповідає
	Ширина – 10см ±5 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.3	10,0 см	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, г/м2 Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.5	115,0 г/м2	Відповідає
	Густина основи, г/м2 Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.5	85,0 г/м2	Відповідає
Міцність	Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.5	260,0 гс/см	Відповідає
Комплектності, маркування	Згідно вимогам КМВК-ТФ-013 Б.4.5.8	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам	Відповідає

**Висновок:** Пластир Перцевий Помічник 10см(см) x 15см(см) перфорований, серії 15/4224, дата виготовлення: 10.2024, відповідає вимогам ТФ КМВК-ТФ-013 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°C до плюс 35°C.

Заступник директора з виробництва  
21.10.2024 р.



Зименко О.В.

*Вч см 15 224 6*  
*М. С. 10.2024*