

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

Сертифікат якості

30.03.2024

Виробник: Діппед Продактс (Таїланд) Лтд. (Dipped Products (Thailand) Ltd.),
82/2 Муу 9, Тумбол Раттапум, Амфур Хуан Нінг, Сонгкхла 90220, Таїланд
(82/2 Moo 9, Tumbol Rattapum, Amphur Khuan Nieng, Songkhla 90220, Thailand)
Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"
Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, www.igar.ua, телефон/факс:
+380445853455

Серії: Для розміру S (6-7): B457624
Для розміру M (7-8): C457624
Для розміру L (8-9): D457624
Для розміру XL (9-10): E457624
Дата виготовлення: 03-2024
Дата закінчення терміну придатності: 03-2029

Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприлудрені торгової марки IGAR High Risk

Розміри	Маленький (S)	Середній (M)	Великий (L)	Екстра- великий (XL)	Екстра- Екстра великий (XXL)	Всього
Кількість коробок	94	850	1004	480	-	2 428
Кількість рукавичок (пар)	47 000	425 000	502 000	240 000	-	1 214 000
Тест на водонепроникність	19	175	207	99	-	500
Візуальний огляд/ поверхнева перевірка	19	175	207	99	-	500
Для кожного розміру	13	13	13	13	-	52
Пакування	2	17	21	10	-	50
Групово/ внутрішнє пакування	2	17	21	10	-	50
Лабораторні тести	-	-	-	-	-	-
Міцність на розрив & EAB- ASTMD412	-	-	-	-	-	-
Міцність на розрив EN-455-2	-	-	-	-	-	-
Вміст видаленого білку	-	-	-	-	-	-
Вміст залишку пудри	-	-	-	-	-	-

Розділ-1 Випробування на водонепроникність

ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 1.5		Прийнятна кількість: 14		Кількість відхилення: 15	
Дефекти	S	M	L	XL	XXL	Всього
Надриви	0	0	0	0	-	0
Видимі отвори	0	0	0	0	-	0
Маленькі отвори	0	0	3	1	-	4
Всього	0	0	3	1	-	4

Висновок: відповідає

Розділ 2 – Візуальний/ Перевірка обробки поверхні

ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 2.5		Прийнятна кількість: 21		Кількість відхилення: 22	
--	----------	--	-------------------------	--	-----------------------------	--

	S	M	L	XL	XXL	Всього
Дефекти	0	0	2	0	-	2
Пошкоджена поверхня	0	0	0	0	-	0
Великі комки (< 10мм, < 5 мм)	0	0	0	0	-	0
Чужорідні частинки >2 мм	0	0	0	0	-	0
Плями, що не видаляються/ Брудні	0	0	0	0	-	0
Липкі у внутрішній частині/ Липкі у складці (> 10мм)	0	1	0	0	-	1
Липкі зовні / Липкі рукавички	0	0	0	0	-	0
Подвійно занурені	0	1	0	0	-	0
Без бульбашка / Вкраплення не скатані	0	0	0	0	-	0
Знежирення латексу (> 2 мм)	0	0	0	0	-	0
Полімерне нанесення	0	0	0	0	-	0
Змішаний розмір/ Змішаний вид	0	1	2	0	-	3
Всього						

Висновок: відповідає

Розділ 3 - Розміри

AQL: 4.0

Прийнятна кількість:
21

Кількість
відхилень: 22

ISO 2859 Спеціальна експертиза Рівень 2,

Звичайна перевірка

	Опис (мм)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Кількість рукавичок з дефектами
S	Товщи на (мм) Пальці	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.28	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.27	0.28	00
	Долоня	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	00
	Ширина долоні	86	85	85	87	86	86	85	87	85	87	85	85	85	00
	Довжина	282	290	291	288	290	289	288	288	290	288	285	280	2812	00
M	Товщи на (мм) Пальці	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.29	0.25	0.28	00
	Долоня	0.24	0.24	0.23	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	00
	Ширина долоні	94	94	95	95	94	96	96	94	95	95	94	94	94	00
	Довжина	285	286	288	285	293	285	288	284	290	283	282	284	283	00
L	Товщи на (мм) Пальці	0.28	0.27	0.28	0.28	0.26	0.28	0.28	0.26	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28	00
	Долоня	0.24	0.25	0.24	0.23	0.24	0.23	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.25	0.25	00
	Ширина долоні	105	106	106	105	105	107	107	105	106	106	105	107	107	00
	Довжина	288	288	287	285	290	283	282	287	290	291	286	285	285	00
XL	Товщи на (мм) Пальці	0.27	0.27	0.26	0.27	0.28	0.26	0.28	0.28	0.25	0.28	0.27	0.26	0.26	00
	Долоня	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.23	0.25	0.24	0.23	0.24	00
	Ширина долоні	115	114	115	114	118	116	115	115	114	116	115	115	114	00
	Довжина	281	285	294	288	293	285	288	286	290	284	286	284	285	00
XLL	Товщи на (мм) Пальці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Долоня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ширина долоні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Довжина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рукавички мають валик на манжеті.; Вага рукавички: Не менше ніж 14 грам штука.; Для одноразового використання.; Групова упаковка 50 шт (25 пар).
Транспортний короб 500 шт (250 пар).


Дата: 30.03.2024

/підпис/

Головний директор з якості

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції Діппед Продактс (Таїланд) Лтд., Декларація №36-02/2020 від "27" лютого 2020 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.